

Calinex

ნადების და ცხიმის მოსაცილებელი საშუალება

- ▲ აქტიური გამწმენდი საშუალება მყავა ფუძეზე, ანტიკოროზიული დაცვით
- ▲ არომატიზატორების და საღებავების გარეშე
- ▲ ამორებს კირქვის და ნადების ლაქებს, ასევე ცხიმოვან, ზეთოვან და ცილოვან ჭუჭყს
- ▲ გამოიყენება მექანიზებული დასუფთავებისას



გამოყენების სფერო

გამოიყენება მყავა- და წყალგაუმტარი ზედაპირების და საგნების გასაწმენდად სანიტარულ სივრცეებში, საცურაო აუზებში, სამზარეულოებსა და კვების მრეწველობაში. ასევე ცემენტის ნარჩენების მოსაშორებლად იატაკების მყავა- და წყალგამძლე საფარებიდან. მყავისადმი მგრძნობიარე ზედაპირები, როგორცაა ონკანებზე ქრომირებული საფარი, თითბერი, ანოდირებული ალუმინი, პოლიამიდი და მყავა მგრძნობიარე ბუნებრივი და ხელოვნური ქვა შეიძლება დაზიანდეს მყავაშემცველი საშუალებებით.

გამოყენება

პირველი გამოყენების წინ შეამოწმეთ დასამუშავებელი მასალის ზედაპირი გამძლეობაზე. მიმდებარე ზედაპირები და საგნები დაცული უნდა იყოს. აუცილებელია შემრევების და ნაკერების წინასარი დასველება ცივი წყლით.

ყოველდღიური დასუფთავება (გაწმენდა):

100–500 მლ 8 ლ ცივ წყალზე. მოხმარება: 0,4–1,9 მლ/მ².

ყოველდღიური დასუფთავება (ზედაპირების გაწმენდა):

100–500 მლ 8 ლ ცივ წყალზე. მოხმარება: 0,3–1,3 მლ/მ².

ყოველდღიური დასუფთავება (სველი გაწმენდა მანქანით):

100–500 მლ 8 ლ ცივ წყალზე. მოხმარება: 1,3–6,3 მლ/მ².

ინტენსიური დასუფთავება (სველი გაწმენდა მანქანით):

0,5–1 ლ 8 ლ ცივ წყალზე. მოხმარება: 6,3–12,5 მლ/მ².

ღრმა წმენდა (სველი წმენდა მანქანით):


1–2 ლ 8 ლ ცივ წყალზე.

გაანაწილეთ სამუშაო საწმენდი ხსნარი, ხანმოკლე ექსპოზიციის შემდეგ, დაამუშავეთ ერთდისკიანი მანქანით და ჯაგრისით, შეაგროვეთ დარჩენილი ხსნარი წყლის მტვერსასრუტით და ზედაპირი კარგად ჩამოიბანეთ სუფთა წყლით. მოხმარება: 12,5–25,0 მლ / მ².

ქაფოვანი წმენდა:

ჩაასხით განუზავებელი საშუალება კონტეინერში. დაბინძურების ხარისხიდან გამომდინარე, ქაფის გენერატორის დოზატორი მომართეთ თანაფარდობით 1:4–1:10, დაფარეთ ზედაპირი ქაფით და ხანმოკლე ზემოქმედების შემდეგ ჩამორეცხეთ წყლით. მოხმარება: 15,0–37,0 მლ/მ².

ზედაპირები და სამზარეულო ხელსაწყოები, რომლებიც უშუალო კონტაქტშია კვების პროდუქტებთან, სათანადოდ გაავლეთ სუფთა წყლით. საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება გამოყენება განუზავებელ მდგომარეობაშიც.



ნომენკლატურა

j403801
j403810

შეფუთვის ერთეული

6 PCR-ბოთლი x 1 ლ (ყუთი)
კანისტრი x 10 ლ

შეფუთვის ერთეულების რაოდენობა პალეტზე

84
60

Calinex

ნადების და ცხიმის მოსაცილებელი საშუალება

მიზნობა

მწარმოებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას პროდუქტის არასწორი ან არაკვალიფიციური გამოყენების შედეგად გამოწვეულ ზიანზე. მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისთვის!

შემადგენლობა (შესაბამისობაშია 648/2004/EC)

არაიონური სურფაქტანტები <5%, არაორგანული მჟავები, წყალში ხსნადი გამხსნელები, კოროზიისგან დამცავი საშუალებები..
pH კონცენტრატში: < 0,5 pH სამუშაო ხსნარში: დაახლოებით 1,5

მარკირება

მარკირება (კონცენტრატში): საშიში. H314 კანზე და თვალში მოხვედრისას იწვევს ქიმიურ დამწვრობებს. P280 გამოიყენება ხელთათმანები/ თვალის და სახის დამცავი საშუალებები. P305+P351+P338 თვალში მოხვედრისას: ფრთხილად დაიბანეთ თვალი წყლით რამდენიმე წუთის განმავლობაში. მოიხსენიეთ კონტაქტური ლიწვები, გამოყენების შემთხვევაში, გააგრძელეთ წყლით დამუშავება. P308+P313 ПИИ ზემოქმედებაზე ექვსის შემთხვევაში: მიმართეთ ექიმს. შეიცავს: Phosphoric Acid (INCI)