

Clarida-eco Uni

უნივერსალური საწმენდი საშუალება

- ▲ უნივერსალური გამოყენების საწმენდი საშუალება
- ▲ იდეალურია ყოველდღიური დასუფთავებისთვის
- ▲ მაღალეფექტიანი წმენდა დაბალი სამუშაო კონცენტრაციის პირობებში
- ▲ დამზოგველი მასალა
- ▲ შრება სწრაფად და არ ტოვებს ლაქებს
- ▲ სერთიფიცირებულია ევროპული ხარისხის ეკო-ეტიკეტით
- ▲ არ ექვემდებარება ეტიკეტების CLP რეგულაციის მიხედვით



გამოყენების სფერო

გამოიყენება წყალგამძლე ზედაპირებზე, საგნებსა და იატაკებზე, მათ შორის, დამცავი საფარის მქონე ზედაპირებზე.

გამოყენება

პირველი გამოყენების წინ შეამოწმეთ დასამუშავებელი მასალის ზედაპირი გამძლეობაზე, დაიტანეთ მცირე მოცულობით შეუმჩნეველ ადგილზე და დააკვირდით.

დაბინძურების ზომიერი დონე

ყოველდღიური წმენდა (გაწმენდა):

20 მლ 8 ლ ცივ წყალზე. მოხმარება: 0,1 მლ/მ².

ყოველდღიური წმენდა (ზედაპირების წმენდა):

10 მლ 4 ლ ცივ წყალზე. მოხმარება: 0,1 მლ/მ².

ყოველდღიური წმენდა (სველი წმენდა მანქანის გამოყენებით):

20 მლ 8 ლ ცივ წყალზე. მოხმარება: 0,2 მლ/მ².

უმნიშვნელო დაბინძურებისას საკმარისია დოზის ნახევარი. ბოთლის შევსება შეიძლება კანისტრიდან.



მიითითება

მწარმოებელი არ იღებს პასუხისმგებლობას პროდუქტის არასწორი ან არაკვალიფიციური გამოყენების შედეგად გამოწვეულ ზიანზე. მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისთვის! სწორი დოზირება ზოგჯერ ხარჯებს და იცავს გარემოს. ზედაპირულად აქტიური ნივთიერებები წარმოებულია მცენარეული წარმოშობისგან. შეფუთვის მასალა გადამუშავებულია.

შემადგენლობა (შესაბამისობაშია 648/2004/EC)

არაიონური სურფაქტანტები < 5%, წყალში ხსნადი გამხსნელები, საღებავები, არომატიზატორები, კონსერვანტები (Phenoxyethanol).
pH კონცენტრატში: დაახლოებით 8,5 pH სამუშაო ხსნარში: დაახლოებით 8,5

ნომენკლატურა

j252701
j252705

შეფუთვის ერთეული

6 PCR-ბოთლი x 1 ლ (ყუთი)
2 PCR-კანისტრი x 5 ლ (ყუთი)

შეფუთვის ერთეულების რაოდენობა პალეტზე

84
56